

Najlepsi przyjaciele jędrnej skóry, jednolitego kolorytu, smukłej sylwetki, młodszego wyglądu. Leczą defekty **skórne, usuwają komórki tłuszczowe, regenerują.** Zobacz, jak działają najnowsze urządzenia znane z gabinetów medycyny estetycznej.



*mgr Kinga Joniak
kosmetolog,
Sensei Beauty & Aesthetics
Institute, Bielsko-Biala
(www.senseibeauty.pl)*

LINSCAN

OPINIA EKSPERTA:

Rewolucja w trwałym usuwaniu owłosienia. Laser diodowy LINSCAN od BTL gwarantuje szybszy i mniej bolesny zabieg epilacji. Wiązka lasera skanuje obszar zabiegowy (7,5 cm²) w ok. 0,5-1 sekundy! Co przekłada się na krótki czas trwania całego zabiegu. Epilacja pleców zajmuje ok. 15-20 minut. LINSCAN gwarantuje też bezpieczeństwo. Laser, skanując skórę, ogranicza do minimum ryzyko poparzenia i powikłań zabiegowych. Można go używać w dwóch technologiach: tradycyjnej i MCT (Motion Control Technology). Dodatkowy atut? System chłodzenia, który znacznie poprawia komfort zabiegu. Epilacja z LINSCAN jest niemal bezbolesna.



*dr n. med. Marcin
Zakrzewski
specjalista dermatolog,
Klinika Zakrzewscy
(www.klinikazakrzewscy.pl)*

FOTOTERAPIA LED

OPINIA EKSPERTA:

Zabieg przy użyciu lampy LED Dermalux TRI-Wave MD jest bezbolesny i odprężający. W zależności od potrzeb wykorzystywane jest światło niebieskie, czerwone i bliska podczerwień. Albo wszystkie naraz w wybranych kombinacjach. Emitowana energia wnika głęboko w skórę, gdzie jest absorbowana przez komórki. Pod wpływem promieniowania w skórze dochodzi do reakcji biologicznych i chemicznych, które stymulują metabolizm komórkowy. Fototerapia LED pomaga w leczeniu przebarwień, trądziku (pospolitego i różowatego), łuszczycy, a także atopowego zapalenia skóry. Zabieg trwa ok. 20 minut i nie wymaga rekonwalescencji.



*dr Paweł Kubik
lekarz medycyny estetycznej,
dyrektor medyczny
(www.drkubik.pl)*

ZAFFIRO

OPINIA EKSPERTA:

Kształtne i jędrne piersi są marzeniem wielu kobiet. Z wiekiem niekorzystnie zmienia się ich wygląd – pod wpływem procesów hormonalnych zachodzących w organizmie podczas cyklu menstruacyjnego, ciąży lub zmian wagi. Idealnym sposobem na przywrócenie im jędrności i kształtu jest zabieg Zaffiro. Urządzenie do termoliftingu podgrzewa włókna kolagenowe, obkurcza je do pierwotnej długości, co powoduje, że skóra staje się bardziej elastyczna i napięta. Liczba zabiegów jest dobierana indywidualnie dla każdego, ale zwykle wykonuje się serię 4-6 zabiegów.



*Anna Białecka
kosmetolog, manager
Anlaya Medical Clinic & Spa
(www.anlaya.pl)*

KRIOLIPOLIZA COOLTECH

OPINIA EKSPERTA:

Kriolipoliza Cooltech to skuteczny i bezpieczny sposób na usunięcie tkanki tłuszczowej z brzucha, ud, bioder, ramion, pleców, kolan i podbródka oraz na likwidację boczaków i bryczesów. Redukcja komórek tłuszczowych następuje w wyniku działania niskiej temperatury (-8°C). Komórki tłuszczowe przez 70 minut ulegają degeneracji. Uszkodzone są uwalniane i usuwane z organizmu przez układ limfatyczny i naturalne procesy fizjologiczne. To doskonała alternatywa dla odsysania tłuszczu. Zabieg polecam osobom, które mimo diet i ćwiczeń nie mogą się pozbyć zbędnego tłuszczu z newralgicznych partii ciała.





Anna Białecka
kosmetolog, manager
Kliniki Anlaya Medical
Clinic & Spa w Józefowie.
www.anlaya.pl

LASEROWE ODMŁADZANIE

U osób, u których owal stracił już swój naturalny zarys, opadają kąciaki ust, pogłębiają się bruzdy nosowo-wargowe, najlepiej sprawdzą się terapie łączone. W dobie najnowocześniejszych technologii, które są dostępne w naszej klinice, oferujemy zabiegi, które nie wymagają okresu rekonwalescencji. Od razu po nich wraca się do codziennego życia. Są to technologie, których oddziaływanie odbywa się wewnątrz skóry, bez uszkodzania naskórka. Przykładem jest laser ClearLift, który działa na skórę właściwą mechanicznie, a nie – jak większość laserów – termicznie. Wywołuje on kontrolowane ogniska zapalne, które inicjują proces gojenia i rozpoczynają przebudowę skóry, dzięki czemu zaczyna się tworzyć nowy kolagen. Skutek: skóra staje się bardziej jędrna i napięta. A efekty utrzymują się od 1,5 roku do 2 lat.

Jesiennie hity



KOSMETYKI MEDIK8 SĄ STWORZONE NA BAZIE GENIALNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH O SPRAWDZONYM W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ I DERMATOLOGII DZIAŁANIU. OD LEWEJ: 1. CRYSTAL RETINAL 6, STABILNE SERUM NA NOC Z ALDEHYDEM RETINOLOWYM, 360 ZŁ/30 ML, 2. HYDR8 B5 INTENSE, WZMOCNIONE SERUM Z KWASEM HIALURONOWYM, 335 ZŁ/30 ML, 3. COPPER PCA PEPTIDES, SERUM Z PIROGLUTAMINIANEM MIEDZI DO SKÓRY DOJRZAŁEJ, 360 ZŁ/30 ML.

www.medik8.pl



dr n. med. Artur Słowiński
specjalista chirurgii ogólnej
i chirurgii plastycznej.
AMC Art Medical Center.
www.artmedicalcenter.eu

TRWAŁOŚĆ IMPLANTÓW

Niestety nie istnieją niezniszczalne materiały medyczne. Implanty piersiowe też mogą ulec uszkodzeniu. Powodów może być wiele. Otaczająca implant torebka łącznotkankowa (tzw. kapsuła) w niektórych przypadkach ulega pogrubieniu, zaciskając jednocześnie implant. Jeśli powłoka implantu zostanie zagięta i podlega długotrwałemu tarciu w jednym miejscu, implant może się przetrzeć. Jeśli zastosowano implanty o agresywnej teksturze, istnieje niebezpieczeństwo częściowego przyrostu powłoki do otaczających go tkanek. W takim przypadku energiczny ruch ramienia może spowodować naderwanie powłoki implantu. Istotna jest również jakość implantu. Te solidnie przebadane, jak marki Mentor, z klinicznie potwierdzonymi wynikami, dają zdecydowanie mniejsze ryzyko powikłań, ale nie zerowe. Należy przestrzegać zaleceń otrzymanych od lekarza wykonującego operację i warto zapoznać się z informacjami zawartymi w broszurze dołączonej do implantów, którą pacjent otrzymuje po zabiegu.

OSOCZE BOGATOPLYTKOWE

Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego w ostatnich latach cieszą się bardzo dużą popularnością w medycynie estetycznej. Zastosowanie materiału pochodzącego od pacjenta oraz jego potencjał do stymulowania procesów regeneracyjnych to najważniejsze cechy budzące zainteresowanie. Podstawową zasadą zabiegów z użyciem osocza bogatopłytkowego jest pozyskiwanie koncentratu płytek krwi pacjenta i wstrzykiwanie go w leczony obszar w celu uzyskania efektu stymulacyjnego. Jak przebiega procedura? Zabieg składa się z kilku etapów. Najpierw pobierana jest krew pacjenta (od 1 do 4 probówek). Następnie krew pobrana do specjalnej probówki jest w odpowiednich warunkach odwirowywana. Po kilku minutach roztwór płytek krwi w osoczu jest oddzielany od pozostałych jej składników. Osocze bogatopłytkowe jest następnie wstrzykiwane w leczony obszar za pomocą bardzo cienkiej igły. Efekty? Jako samodzielny zabieg mezoterapii pozytywnie wpływa na jakość skóry. Jednak najważniejszym zastosowaniem osocza bogatopłytkowego jest wspomaganie zabiegów laserowych oraz mikrookluczania. To metoda, która zwiększa ich efektywność oraz przyspiesza gojenie. Osocze bogatopłytkowe wykazuje też doskonałe rezultaty w leczeniu różnych typów łysienia. Obecnie bardzo ciekawą propozycją jest zastosowanie osocza bogatopłytkowego w połączeniu z laserem frakcyjnym CO2 w leczeniu bielactwa.



dr Anna Antczak
lekarz medycyny estetycznej,
specjalista chirurgii szczięcej.
www.dermed.com.pl



STIMULATE & LIFT

Neauvia Stimulate & Lift w postaci nici hialuronowych to zabieg dający spektakularne efekty od razu po wyjściu z gabinetu. Stanowi alternatywę dla chirurgicznego liftingu twarzy. Powód? Zabieg ten unosi owal, redukuje chmiki, podnosi kącik ust, spłyca dolinę łez i daje efekt wolumetrii policzków. Dzięki unikatowemu połączeniu usieciowanego kwasu hialuronowego z hydroksypapatytem wapnia w preparacie Neauvia Stimulate oraz nieusieciowanego kwasu hialuronowego z hydroksypapatytem wapnia w mezoterapii Hydro Deluxe, skóra staje się nawilżona, jędrna i sprężysta. Zabieg nie wymaga od pacjenta wcześniejszych przygotowań, a po opuszczeniu kliniki można wrócić do codziennych zajęć.



NEAUVIA™